














# Coloplast wond- en huidzorg

...voor mensen met wonden en  
degenen die voor hen zorgen





















# Voor elke wond een slimme oplossing

Type wond	Behandeldoel	Aanbevolen product	Aanvullend portfolio
 Acuut  Oppervlakkig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creëer een vochtig wondmilieu</li> <li>- Bescherm de gezonde huid</li> </ul>	 <p>Exsudaat niveau</p> <p>Biatain® Silicone Lite</p>	 <p>Comfeel® Plus</p> <p>Comfeel® Plus Transparent</p>
 Exsuderend, niet-geïnfecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creëer een vochtig wondmilieu</li> <li>- Manage het exsudaat</li> <li>- Creëer een vitaal wondbed en een vitale wondrand</li> </ul> <p>0-2 cm diep (80% van de wonden zijn 0-2 cm diep*)</p> <p>Exsudaat niveau</p>	 <p>Biatain® Silicone</p>	 <p>Biatain® Ibu, Soft Hold</p> <p>Biatain® Non-Adhesive, Adhesive*</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bescherm granulatie/epitheliaal weefsel en de gezonde huid</li> <li>- Vul ondermijningen op</li> </ul> <p>Wonden dieper dan 2 cm, cavitaire en zeer sterk exsuderende wonden</p> <p>Exsudaat niveau</p>	 <p>Biatain® Fiber</p>	 <p>Biatain® Alginate</p> <p>Biatain® Super Non-Adhesive, Adhesive</p>
 Exsuderend, geïnfecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manage de infectie</li> <li>- Manage het exsudaat</li> </ul> <p>0-2 cm diep (80% van de wonden zijn 0-2 cm diep*)</p> <p>Exsudaat niveau</p>	 <p>Biatain® Silicone Ag</p>	 <p>Biatain® Ag Non-Adhesive</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creëer een vochtig wondmilieu</li> <li>- Creëer een vitaal wondbed en een vitale wond</li> </ul> <p>Wonden dieper dan 2 cm, cavitaire en zeer sterk exsuderende wonden</p> <p>Exsudaat niveau</p>	 <p>Biatain® Alginate Ag</p>	

Bescherming	Bevochtiging en zacht debridement
 <p>Atrac-Tain®</p> <p>Comfeel® Barrière Creme</p>	 <p>Purilon®</p>

\* Braunwarth H, Forster J, Schmitt M, Bieber R, Kruschwitz S (2017), Wound depth and the need of a wound filler in chronic wound. Poster Wounds UK Conference, Harrogate 2017.

Product		Art.nr.	Exsudaat niveau	Buitenmaat in cm/inhoud	Binnenmaat in cm	Verp.	ZI-nummer	AIP ex. btw
<b>BEVOCHTING EN ZACHT DEBRIDEMENT</b>								
Purilon Hydrogel		3900		Inhoud 15 gr		10	14086980	€ 46,04
		3903		Inhoud 25 gr		10	14086999	€ 53,85
		3906		Inhoud 8 gr		10	14566109	€ 42,81
<b>BEHANDELING</b>								
<b>EXSUDERENDE, NIET-GEÏNFECTEERDE WONDEN</b>								
Biatain Silicone		33434		7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	5	16066979	€ 27,78
		33435		10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	5	16066987	€ 41,89
		33400		10 x 20 cm	5,5 x 15,5 cm	5	16308980	€ 89,14
		33401		10 x 30 cm	5,5 x 25,5 cm	5	16308999	€ 97,80
		33436		12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	5	16066995	€ 46,76
		33437		15 x 15 cm	10,5 x 10,5 cm	5	16067002	€ 82,05
		33438		17,5 x 17,5 cm	13 x 13 cm	5	16067010	€ 95,18
Biatain Silicone, MultiShape	 	33408		14 x 19,5 cm	12 x 7,5 cm	5	16309030	110,18
Biatain Silicone Sacrum		33404		15 x 19 cm	14 x 11 cm	5	16309006	€ 77,99
		33405		25 x 25 cm	17 x 17 cm	5	16309014	€ 113,89
Biatain Silicone Heel		33406		18 x 18 cm	14 x 13,5 cm	5	16309022	€ 92,84
Biatain Silicone Non-Border	 	39020		5 x 7,5 cm		10	17175736	€ 53,33
		39021		7,5 x 7,5 cm		10	17175763	€ 64,95
		39022		10 x 10 cm		10	16959744	€ 76,67
		39023		12,5 x 12,5 cm		10	17175771	€ 98,95
		39024		10 x 20 cm		5	16959752	€ 68,33
		39025		15 x 15 cm		5	16959760	€ 78,33
		39026		20 x 20 cm		5	16959779	€ 125,67
Biatain Non-Adhesive	 	36105		5 x 7 cm		10	15347095	€ 43,34
		33410		10 x 10 cm		10	14216523	€ 79,00
		33412		10 x 20 cm		5	15028321	€ 70,80
		33413		15 x 15 cm		5	14216531	€ 75,91
		33416		20 x 20 cm		5	14566095	€ 121,15
Biatain Adhesive		33462		7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	10	15347060	€ 70,97
		33420		12,5 x 12,5 cm	8 x 8 cm	10	14216507	€ 76,25
		33421		15 x 15 cm	10 x 10 cm	5	15347079	€ 79,23
		33423		18 x 18 cm	13 x 13 cm	5	14216515	€ 97,49
		33426		28 x 18 cm	20 x 10 cm	10	15347087	€ 227,02

Product		Art.nr.	Exsudaat niveau	Buitenmaat in cm/inhoud	Binnenmaat in cm	Verp.	ZI-nummer	AIP ex. btw
Biatain Sacrum Adhesive		33485		23 x 23 cm		5	14566087	€ 118,84
Biatain Heel Adhesive		33488		20 x 19 cm		5	14668599	€ 59,03
Biatain Fiber		33508		2,5 x 46 cm		10	16959817	€ 97,74
		33501		5 x 5 cm		10	16959787	€ 41,33
		33503		10 x 10 cm		10	16959795	€ 87,93
		33506		15 x 15 cm		10	16959809	€ 195,84
Biatain Alginate		3705		5 x 5 cm		30	14798220	€ 77,73
		3710		10 x 10 cm		10	14798239	€ 77,73
		3715		15 x 15 cm		10	14798247	€ 163,07
		3740		3 x 44 cm		6	14840871	€ 69,27
Biatain Super Non-Adhesive		4630		10 x 10 cm	5 x 5 cm	10	14796457	€ 61,50
		4635		15 x 15 cm	8 x 8 cm	10	14796473	€ 119,82
		4639		20 x 20 cm	11 x 11 cm	10	14845741	€ 176,72
Biatain Super Adhesive		4610		10 x 10 cm	5 x 5 cm cm	10	14796422	€ 61,50
		4612		12,5 x 12,5 cm	7 x 7 cm cm	10	14796449	€ 81,64
		4615		15 x 15 cm	8 x 8 cm cm	10	14796430	€ 119,82
		4620		20 x 20 cm	11 x 11 cm	10	14845733	€ 176,72
EXSUDERENDE, GEÏNFECTEERDE WONDEN								
Biatain Silicone Ag		39636		7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	5	16067053	€ 54,34
		39637		10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	5	16067061	€ 81,50
		39638		12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	5	16067088	€ 163,01
		39639		15 x 15 cm	10,5x10,5 cm	5	16078934	€ 164,48
		39640		17,5 x 17,5 cm	13 x 13 cm	5	16078942	€ 188,29
Biatain Ag Non-Adhesive		35105		5 x 7 cm		5	15358690	€ 23,55
		39622		10 x 10 cm		5	15359050	€ 64,53
		39623		10 x 20 cm		5	15359069	€ 122,62
		39625		15 x 15 cm		5	15359077	€ 143,38
Biatain Alginate Ag		3760		10 x 10 cm		10	15245462	€ 79,54
		3780		3 x 44 cm		10	15245454	€ 154,81

Product		Art.nr.	Exsudaat niveau	Buitenmaat in cm/ inhoud	Binnenmaat in cm	Verp.	ZI-nummer	AIP ex. btw
<b>EXSUDERENDE, PIJNLIJKE WONDEN</b>								
Biatain Ibu Non-Adhesive		34110		10 x 10 cm		5	15127605	€ 45,11
		34112		10 x 20 cm		5	15127648	€ 81,98
		34115		15 x 15 cm		5	15127656	€ 90,10
		34120		20 x 20 cm		5	15127664	€ 135,00
Biatain Ibu Soft-Hold		34140		10 x 10 cm		5	15127672	€ 45,11
		34142		10 x 20 cm		5	15127680	€ 83,62
<b>BESCHERMING &amp; VOCHTIGE WONDGENEZING</b>								
Biatain Silicone Lite		33452		5 x 5 cm	2,2 x 2,2 cm	5	16223128	€ 19,02
		33453		5 x 12,5 cm	9,7 x 2,2cm	5	16223101	€ 25,31
		33444		7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	5	16067029	€ 30,75
		33445		10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	5	16067037	€ 39,22
		33446		12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	5	16067045	€ 68,95
Comfeel Plus Transparant		33530		5 x 7 cm		3	16309073	€ 11,04
		33533		10 x 10 cm		3	16309081	€ 22,29
		33539		15 x 15 cm		3	16309103	€ 53,59
Comfeel Plus		33110		10 x 10 cm		3	16309057	€ 23,13
		33115		15 x 15 cm		3	16309065	€ 55,92
		33146		4 x 6 cm		3	16309049	€ 9,23
Comfeel Plus Contour HIEL, ELLEBOOG		33280		6 x 8 cm		5	13924230	€ 38,13
		33283		9 x 11 cm		5	13924249	€ 81,53
Atrac-Tain		4738			75 ml/tube	1	14555689	€ 7,33
Comfeel Barrière Crème		4720			60 ml/tube	6	12533572	€ 57,96

### Legenda

Exsudaat niveau's: Weinig =  Matig =  Sterk =  Zeer sterk = 


Op maat knipbaar: 



# Zorgoptimalisatie

## Coloplast Wondzorgkader

Door de drie eenvoudige stappen uit het Coloplast Wondzorgkader te volgen, stelt u alles in het werk om een optimale genezingsomgeving te creëren en de kans op complicaties te minimaliseren.



Scan hier voor een holistische wondbeoordeling.

# Nauwe samenwerking

## Coloplast Professional

Coloplast Professional is een educatief platform dat is opgezet in samenwerking met zorgprofessionals, waar u terecht kunt voor webinars, een scholingsprogramma, casuïstiek, informatieve videos, wetenschappelijke publicaties en hulpmiddelen ter ondersteuning bij de behandeling van uw patiënt.



Bezoek [www.coloplastprofessional.nl](http://www.coloplastprofessional.nl)  
Of scan de QR-code.

# Het leven makkelijker maken

Wij begrijpen hoe belangrijk een goede heling van de wond is voor u en uw patiënt. De zorg voor een persoon met een complexe wond kan een uitdagend proces zijn. Onze oplossingen en tools helpen u eenvoud te creëren, daar waar dat kan.

Goede wondzorg vraagt meer dan alleen aandacht voor de wond. Alleen door goed te kijken naar de patiënt en haar of zijn persoonlijke situatie, kunt u een passend behandelplan vaststellen.

Door samen te werken met verpleegkundigen en in gesprek te gaan met patiënten, begrijpen wij nog beter wat voor uitdagingen er zijn en wat voor effect complexe wonden hebben op het leven van mensen.

Deze waardevolle informatie gebruiken wij in de ontwikkeling en optimalisatie van ons productportfolio en service aanbod.

Zo blijven wij continue werken aan nieuwe, slimme productoplossingen die:

- klinische capaciteit vrijmaken
- de praktijk vereenvoudigen
- de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren.

Samen met zorgprofessionals zorgen we voor een aanbod van training en hulpmiddelen. Aan de hand van een holistisch wondzorgkader en eenvoudige protocollen optimaliseren we wondzorg en maken we zorgprocessen makkelijker.

## Zo maken we het leven makkelijker voor mensen met wonden en degene die voor hen zorgen.

Zorgoptimalisatie: om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en onnodige werkdruk (voor specialisten) te verlichten



Slimme oplossingen om klinische capaciteit vrij te maken, de praktijk te vereenvoudigen en de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren.



Nauwe samenwerking: om kennis en kwaliteit van zorg te verbeteren.